

SLS

Administration Tool

PL - język polski

Dokumentacja Ogłoszenie

Codonics Produkty są Klasa ja produkty zamierzony dla posługiwać się przez Opieka zdrowotna Profesjonaliści.

Produkty opakowanie i etykietowanie, włącznie z Graficzny Użytkownik Berło (GUI) dla operacja są

Oferowany w język angielski i spotykać się MDR, Załącznik JA, Rozdział III, 23,4, nabierający konto the trening i the wiedza, umiejętności z the potencjał użytkownik.

*Sieć Informacja, Klucz Specyfikacje, Zamierzony Posługiwać się, Użytkownik podręcznik Dodatek, Szybki Początek Przewodnik & Ustawiać JEŚLI TY są dostępny w prosty tłumaczenie Członek Stan Języki; podstawowa JEŚLI TY są dostępny w język angielski

Wprowadzenie

Plik Codonics ® Safe Label System™ Administracja Narzędzie jest na ważny towarzysz produkt do the Safe Label System Sam SLS. Narzędzie administracyjne umożliwia wykwalifikowanym osobom w zakładzie tworzenie receptur leków do zastosowania w SLS w bezpieczny i powtarzalny sposób. Umożliwia wykwalifikowanym osobom w zakładzie określenie ustawień konfiguracji SLS i utworzenie pakietu konfiguracyjnego, który można wdrożyć w SLS w celu zdefiniowania konfiguracji operacyjnej. Zapewnia również możliwość sieciowania, monitorowania i wysyłania pakietów formuł i konfiguracji do określonych usługodawców.

Przegląd

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) znajduje się wszędzie tam, gdzie przygotowywane są leki i wykorzystuje zintegrowaną bazę danych receptur, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i zgodność z etykietami. Ta baza danych, utworzona za pomocą narzędzia administracyjnego SLS (AT), jest oprogramowaniem do zarządzania systemem, które umożliwia aptece łatwe tworzenie i kontrolowanie receptury leków, w tym leków zatwierdzonych na miejscu, stężeń i zasad stosowania, rozszerzając zakres wpływu apteki do punktu przygotowania leków. AT umożliwia aptecę szpitalnej:

- Szybko i z łatwością Stwórz za zbiór formułek że zawiera zatwierdzony przez szpital leki, połączone z szpital polisy, razem z the Połączenie Komisja (TJC) wymagania, i amerykański Społeczeństwo z Anestezjologia (JAK) i ISO etykietowanie wytyczne
- Kontrola rozlokowanie z the zbiór formułek, konfiguracja, SLS użytkownika pakiety i oprogramowanie aktualizacje do każdy SLS SZT
- Załaduj zatwierdzony przez witrynę, dostosowane formuły na każdy SLS SZT więc że one są dostępny do klinicyści w the punkt z przygotowanie i administracja do bezpiecznie zweryfikować, zidentyfikować i potwierdzać leki do zwiększać cierpliwym bezpieczeństwo i zmniejszyć lek błędy

Zalecana - Wymagania dla W

serwer Sprzęt komputerowy: Intel Kwadrat Rdzeń (i5, i7 lub Xeon) z 4 rdzenie, 8 GB Baran Ciężko Napęd Przechowywanie: Minimum 5 GB darmowy przestrzeń dla podanie. Zalecana 30 GB całkowity w zainstalować

Komputer System operacyjny: Windows® 10, Windows serwer 2012R2,2016 i 2019. 64-bitowy wymagany.

Zalecana - Wymagania dla W Klient

Przeglądarka Wsparcie: Internet poszukiwacz TO ZNACZY 8 lub nowsza

Ekran Rozkład: Minimum 1440 x 900; posługiwać się domyślna przeglądarka czcionki

Komputer System operacyjny: Windows® 10 lub nowsza

Aplikacje: Excel® 2003 lub większy do otwarty raporty

Pojedynczy Znak Na: W Użytkownik Zarządzanie za pomocą Microsoft® Aktywny Informator