

Horizon® G2

Ilmheáin Íomhá
GA - Gaeilge

Doiciméadú agus Fógra

Codonics Táirgí atá Rang I. táirgí beartaithe le haghaidh úsáid le Cúram sláinte Gairmithe. Táirgí pacáistiú agus lipéadú, san áireamh Grafach Úsáideoir Comhéadan (GUI) le haghaidh oibriú atá offered in Béarla agus le chéile MDR, Iarscríbhinn Mise, Caibidil III, 23.4, ag glacadh cuntas an oiliúint agus an eolas de an acmhainneacht úsáideoir.

* Gréasáin faisnéis, Eochair Sonraíochtaí, Beartaithe Úsáid, Úsáideoir lámhleabhar Aguisín, Tapa Tosaigh Treoir & Socrú IFU atá ar fáil in simplí aistriúchán Ball Luaigh Teangacha; bunscoile IFU atá ar fáil in Béarla.

Forbhreathnú

Tá an Horizon G2 is an cliste, deasc tirim imager go táirgeann diagnóiseach cáilíocht leighis scannáin móide liathscála páipéar priontaí dá tú roghnaigh an roghnach páipéar gné. Tá an imager is comhoiriúnach le go leor tionscal caighdeánach prótacail san áireamh DICOM agus Windows líonra priontaíil. Horizon freisin gnéithe dhíreach módúlacht nasc, le suas chun 24 comhuaineach DICOM naisc. Ard luas íomha próiseáil, líonrú agus spóláil atá caighdeánach.

Sonraíochtaí

Priontaíil Teicneolaíocht: Díreach teirmeach (tirim, solas an lae sábháilte oibríocht)

Spásúil Rún: 320 DPI (12.6 picteilín / mm)

Tríchur: Suas chun 100 scannáin in aghaidh an uair an chloig

Am Chun Oibrigh: 5 nóiméad (réidh chun cló ó "As")

Liathscála Codarsnacht Rún: 12 giotán (4096)

Meáin Ionchuir: Dhá cheann soláthar caiséid, 80-100 bileoga an ceann

Meáin Aschuir: Ceann amháin fháil tráidire, 50 bileog cumas

Meáin Méideanna: 8" x 10", 14" x 17" (gorm agus soiléir), 11" x 14" (gorm) DirectVista® Scannán

O.ptional A, A4, 14" x 17" DirectVista Liathscála Páipéar

Dmax: > 3.0 le DirectVista Scannán

Cartlann: > 20 bliana le DirectVista Scannán, faoi ANSI fadtréimhse stóráil coinníollacha

Meáin Soláthar: Gach meáin is réamhphacáistithe agus monarcha Séalaithe

Comhéadain: Caighdeán: 10/100 / 1,000 Bonn-T Ethernet (RJ-45), Srathach Consól

Líonra Prótacail: Caighdeán: 24 DICOM naisc, FTP, LPR

Roghnach: Windows líonra priontaíil

Íomha Formáidí: Caighdeán: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Grian Raster, Targa

Roghnach: PostScript™ comhoiriúnacht

Íomha Cáilíocht: Lámhleabhar calabré

Íomha Smacht: Gáma, Codarsnacht, Polaraíocht, Rothlú, Scálú, Antialiasing

Bileog Smacht: Dlús Coigeartú (Dmax), Féach suas Táblaí (LUT), Íomha Rabhaidh, Fotheidil, Bileog Clúdach, Teorainn Líon, Barraí Ancaire

Bileog Formáidíú: 1: 1-1: 81; Athróg Il-Fhormáidíú (VMF™), Seasta Il-Fhormáidíú (FMF™)

Smacht Painéal: Móra, backlit LCD taispeáint, Stádas soilse cuir san áireamh Ar líne, Foláireamh, Locht, Gníomhach Cumhacht agus Roghchlár nascleanúint cnaipí

Próiseálaí: Intel

Cuimhne: 2 GB

Crua Diosca: SSD, 32 GB (24 GB ar fáil le haghaidh spóláil)

Inbhainte Stóráil: USB le haghaidh bogearraí uasghrádú

Cliste Cárta: 72 KB le haghaidh ag stóráil cumraíocht sonraí

Cumhacht: Uilíoch Ionchur: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W priontáil, 45W díomhaoin

Teas Astaíocht: Uasmhéid 400W, 1,366 BTUanna / hr. priontáil, 45W, 153 BTUanna / hr. díomhaoin

Meáchan: 66 lbs. (30 KG.)

Inneall Toisí: 14.5 " (37 cm) H, 20.5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L.

Comhshaol: Oibriúcháin Teocht: 15-30 C, Stóráil: -22 - 50 C, Oibriúcháin Bogthaise: 10 - 70% R.H.

(neamh-chomhdhlúthúcháin)

Rialála: Iomlán leighis gléas comhlíonadh san áireamh Rang 2 FDA agus Rang I.

MDR 2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Leictreach Sábháilteacht IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI:

FCC Rang A. agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le haghaidh Gairmiúil Cúram sláinte Áiseanna