

Horizon® G2

Multimédiá Imager

SK - Slovenčina

Dokumentácia a Všímnite si

Codonics Produkty sú Trieda Ja Produkty určené pre použitie od Zdravotná starostlivosť Profesionáli. Produkty balenie a označovanie, počítajúc do toho Grafické Používateľ Rozhranie (GUI) pre prevádzka sú odkázaný v Angličtina a stretnúť MDR, Príloha Ja, Kapitola III, 23,4, branie účet the školenia a the vedomosti z the potenciál používateľ.

* Web informácie, Kľúč Technické údaje, Zamýšľané Použitie, Používateľ Manuálny Príloha, Rýchlo Štart Sprievodca & Nastaviť AK TY sú k dispozícii v jednoduché preklad Poslanec Štát Jazyky; primárny AK TY sú k dispozícii v Angličtina.

Prehľad

The Horizon G2 je an inteligentný, desktop suchý imager že vyrába diagnostické kvalita lekárske filmy plus odtiene sivej papier výtlačky ak ty vybrať the voliteľné papier vlastnosť. The imager je kompatibilný s veľa priemysel štandard protokoly počítajúc do toho DICOM a Windows sieť tlač. Horizon tiež Vlastnosti priamy modalita spojenie, s hore do 24 súčasne DICOM spojenia. Vysoký rýchlosť obrázkov spracovanie, sieťovanie a cievkovanie sú štandard.

technické údaje

Tlač Technológia: Priamy termálny (suché, denné svetlo bezpečné prevádzka)

Priestorové Rozhodnutie: 320 DPI (12.6 pixelov / mm)

Priepustnosť: Hore do 100 filmy za hodinu

Čas To Prevádzkovať: 5 minút (pripravený do tlačí od „Vypnuté“)

Odtiene sivej Kontrast Rozhodnutie: 12 bity (4096)

Médiá Vstupy: Dva zásobovanie kazety, 80-100 obliečky každý

Médiá Výstupy: Jeden prijímať podnos, 50 listov kapacita

Médiá Veľkosti: 8 " X 10 ", 14 " X 17 " (Modrá a jasný), 11 " X 14 " (Modrá) DirectVista® Film

Optional A, A4, 14 " X 17 " DirectVista Odtiene sivej Papier

Dmax: > 3.0 s DirectVista Film

Archív: > 20 rokov s DirectVista Film, pod ANSI predĺžený termín skladovanie podmienky

Médiá Dodávka: Všetky médiá je zabalený a továreň zapečatené

Rozhrania: Štandard: 10/100/1 000 Base-T Ethernet (RJ-45), Sériové Konzola

Sieť Protokoly: Štandard: 24 DICOM spojenia, FTP, LPR

Voliteľné: Windows sieť tlač

Obrázok Formáty: Štandard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), slnko Raster, Targa

Voliteľné: PostScript™ kompatibilita

Obrázok Kvalita: Manuálny kalibrácia

Obrázok Ovládanie: Gama, Kontrast, Polarita, Rotácia, Škálovanie, Vyhľazovanie

List Ovládanie: Hustota Úprava (Dmax), Vyhľadať Tabuľky (LUT), Obrázok Varovania, Titulky, List

Pokrytie, Hranica Vyplniť, Plodina Kotva

List Formátovanie: 1: 1-1: 81; Variabilné Multiformátovanie (VMF™), Opravené Multiformátovanie (FMF™)

Ovládanie Panel: Veľký, podsvietený LCD displej, Postavenie svetlá zahrnúť Online, Výstraha, Chyba, Aktívny Moc a Ponuka navigácia tlačidlá

Procesor: Intel

Pamäť: 2 GB

Ťažko Disk: SSD, 32 GB (24 GB k dispozícii pre cievkovanie)

Odnímateľné Skladovanie: USB pre softvér vylepšenia

Inteligentné Karta: 72 KB pre skladovanie konfigurácia údaje

Moc: Univerzálny Vstup: 100 - 120/230 V ~ 50/60 Hz, 400 W tlač, 45 W nečinný

Zahrejte Emisie: Maximum 400 W, 1 366 BTU / hod. tlač, 45 W, 153 BTU / hod. nečinný

Hmotnosť: 66 lbs. (30 kg.)

Motor Rozmery: 14,5 " (37 cm) H, 20,5 " (52 cm) Ž, 24 " (61 cm) Ľ

Prostredie: Prevádzkové Teplota: 15-30 C, Skladovanie: -22 - 50 C, Prevádzkové Vlhkosť: 10 - 70% R.H. (bez kondenzácie)

Regulačné: Plný lekárske zariadenie súlad počítajúc do toho Trieda 2 FDA a Trieda Ja

MDR 2017/745 / EÚ (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Elektrické Bezpečnosť IEC 60601-1 Ed. 3.1 a EMC / EMI:

FCC Trieda A a IEC 60601-1-2: Ed. 4 pre Profesionálny Zdravotná starostlivosť Vybavenie