

# Horizon® GS

## Multi-media Imager

---

### GA - Gaeilge

#### Forbhreathnú

Is íomháiitheoir tirim deisce cliste é an Horizon G2 a tháirgeann scannáin mhíochaine cháilíochta dhiagnóiseacha móide priontaí páipéir liathscála má roghnaíonn tú an ghné roghnach páipéir. Tá an íomháiitheoir comhoiriúnach le go leor prótacal caighdeánach tionscail lena n-áirítear DICOM agus priontáil líonra Windows. Tá nasc modúlachta díreach ag Horizon freisin, le suas le 24 nasc comhuaineach DICOM. Tá próiseáil íomhá ardluais, líonrú agus spóláil caighdeánach

#### Sonraíochtaí

Teicneolaíocht Priontála: Teirmeach díreach (oibriú sábháilte tirim, solas an lae)

Rún Spásúil: 320 DPI (12.6 picteilín / mm)

Tríchur: Suas le 100 scannán san uair

AmChun Oibrigh: 5 nóiméad (réidh le priontáil ó "as")

Rún Codarsnacha Liathscála: 12 ghotán (4096)

Ionchuir Meán: Trí shliotán soláthair do caiséid 80-100 bileog

Aschuir Meán: Faigheann duine tráidire, toilleadh 50 bileog

Méideanna na Meán: 8 "x 10", 14 "x 17" (gorm agus soiléir), 11 "x 14" (gorm) Scannán

DirectVista®

A, A4, 14 "x 17" Páipéar Liathscála DirectVista

Dmax:> 3.0 le DirectVista Film

Cartlann:> 20 bliain le DirectVista Film, faoi choinníollacha stórála fadtéarmacha ANSI

Soláthar Meán: Tá na meáin go léirréamhphacáistithe agus séalaithe monarchan

Comhéadain: Caighdeán: Ethernet Base-T 10/100 / 1,000 (RJ-45), Sraithuimhir

Prótacail Líonra: Caighdeán: 24 nasc DICOM, FTP, LPR

Roghnach: Priontáil líonra Windows

Formáidí Íomhá: Caighdeán: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB),

Sun Raster, Targa

Roghnach: Comhoiriúnacht PostScript™

Cáilíocht Íomhá: Calabré láimhe

Rialú Íomhá: Gáma, Codarsnacht, Polaraíocht, Rothlú, Scálú, Frith-chlaonadh

Rialú Bileog: Coigeartú Dlús (Dmax), Táblaí Cuardaigh (LUT), Rabhaidh Íomhá, Fotheidil, Clúdach Bileog, Líon Teorann, Ancaire Barraí

Formáidiú Bileog: 1: 1 - 1:81; Il-Fhormáidiú Inathraithe (VMF™), Il-Fhormáidiú Seasta (FMF™)

Painéal Rialaithe: Taispeántas LCD mór, cúlbhrait, I measc na soilse stádais tá Ar Líne, Foláireamh, Locht, Gníomhach

Cnaipí nascleanúna Cumhachta agus Roghchláir

Próiseálaí: Intel

Cuimhne: 2 GB

Diosca Crua: SSD, 32 GB (24 GB ar fáil le haghaidh spólála)

Stóráil Inbhainte: USB le haghaidh uasghrádú bogearraí

Cárta Cliste: 72 KB chun sonraí cumraíochta a stóráil

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, priontáil 400W, díomhaoin 45W

Astaíocht Teasa: Uasmhéid 400W, 1,366 BTU / uair. priontáil, 45W, 153 BTUs / hr.

díomhaoin

Meáchan: 66 lb. (30 kg.)

Toisí Inneall: 14.5 "(37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24 "(61 cm) L

Comhshaol: Teocht Oibriúcháin: 15-30C, Stóráil: -22 - 50 C.

Bogthaise Oibriúcháin: 10-70% R.H. (neamh-chomhdhlúthúcháin)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 2 FDA agus Aicme I MDR 2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme A agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla