

Páipéar DathCodonics

Le níos mó de chórais leighis an lae inniu ag baint úsáide as iarratais dath, codonics mar thoradh ar an tionscal lenár ChromaVista®


Páipéar Dath

"Oibrimid le grúpa néareolaíochta a bhí thar a bheith sásta nuair a chonaic siad conas a dhéanann ár staidéir datha géara ar pháipéar

d'fhéadfaí iad a shleamhnú go caoithiúil i gcairteanna othar. D'athraigh sé a gcleachtas go litriúil."

John C. Litchney, MBA, RT, Riarthóir don ClevelandClinic, An Roinn Raideolaíochta Réigiúnach


- Codonics meaitseáil dath leighis eisiach (MCM™) cinntíonn sé go meaitseálann priontaí monatóirí bogchóipe
- Oiriúnach do lianna a tharchur agus tithe tógtha othar
- Deartha go sonrach d'iarratais leighis, Codonics páipéar datha faofa agus go hiomlán cartlannaithe
- Tá cáilíocht na híomhá i bhfad níos fearr ná printéirí léasair agus oifige ina bhfuil 16.7 milliún dathanna
- An t-aon aschur dathsa sa tionscal a iomaitheoirí go fírinneach scannán grianghrafadóireachta dath traidisiúnta



Páipéar Datha

Thug Codonics an chéad dath DICOM ar domhan isteach agus tá sé ag ceannródaíocht ilmheáin le breis agus deich mbliana anuas. Is sinn an tionscal ceannaire i n-íomhánna datha le níos mó ná 25,000 suiteálacha ar fud an domhain.

Ár Gnéithe Íomhár Il-mheáin Fís iontach priontáil dath imeall-go-imeall, íomháu uasmhéadú agus dramhail a laghdú. Codonics eisiach Is Meaitseáil Dath Leighis (MCM™) chun cinn gné próiseála íomhá a choigeartaíonn priontáilte dathanna aschuir a mheaitseáil go cruinn monatóireacht bog-chóip. Ceartaíonn an próiseas seo difríochtaí i lí, saturation, agus déine idir an printéir agus cóip bhog stáisiúin athbhreithnithe. Is féidir le húsáideoirí a chinneadh go héasca an cluiche is fearr dá scáileán ag baint úsáide as an uathoibríoch Gné lúibíní MCM atá tógtha i ngach íomhá Codonics.



Meaitseálann priontaí datha monatóirí bogchóipe i gcónaí lenár Gné Meaitseáil Dath Leighis (MCM™). Comhsheasmhacht, soiléireacht agus saturation le teicneolaíocht dath dath Codonics i bhfad níos mó ná clódóirí céir nó inkjet.

Tá Páipéar Dath ChromaVista trom, ábhar bonn grianghraf-meáchain a chuireann in aghaidh uisce agus cuimilt. Ós rud é nach bhfuil aon dúch nó tonóir ann, ní dhéanann íomhánna smearadh ná aistriú isteach i lámha ná i bpriontaí eile.

Sonraíochtaí:

- Ag luí le Fís agus agus nP/ Íomhóirí ilmheáin PE
- Rindreáil dath ton leanúnach
- $D_{min} < 0.10 OD$, $D_{max} > 2.500 OD$ (machnamhach)
- Tiús ~ 0.2mm

Méideanna atá ar fáil:

Fís

A (8.5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Facs
Info@codonics.com ríomhphoist
www.codonics.com

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Codonics ag 800-444-1198 nó 440-243-1198 agus ár Roinn Díolacháin Meán.

* Tá Páipéar Dath ChromaVista ar fáil lena n-úsáid i bhformhór na n-íomhánna Codonics, tá roinnt srianta múnla agus méidithe i bhfeidhm. Tá sonraíochtaí faoi réir athrú gan fógra. Déan teagmháil le d'ionadaí Codonics don fhaisnéis is déanaí. Cóipcheart © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A