

Codonics directvista® film annab hea kvaliteediga pildid kulude kokkuhoid massiivi suurused

Codonics film

" Kvaliteet on parem traditsiooniliste filmide kujutajatele me varem kasutasime. "

A. Joseph Borelli, MD, MRI asutuses Belfair-Bluffton, SC

- Täiesti digitaalne, meie ainulaadne otsene soojustehnoloogia saavutab kujutise kvaliteedi paremini või võrduvad "laserkvaliteediga"
- Mugav kuiv trükkimine kõrvaldab vajaduse torustiku, spetsiaalsed ventilatsiooni-ja istumisnõuded
- 14 "x 36" ja 14 "x 51" pikk film digitaalselt õmbu tegelik suurus pilte ühe pideva filmi
- Mitu filmi suurused võimaldavad teil väiksemad filmikulud trükkides oma taotluse kõige ökonoomsem suurus

8 "x10"

20 x 25 cm

14 "x17"

35 x 43 cm

14 "x 51"


35 x 130 cm

14 "x36"

35 x 92 cm

11 "x14"

28 x 35 cm



Codonics directvista® diagnostika Sinine ja läbipaistev film



Codonics patenteeritud pilditööstustehnoloogia väljundid Superior diagnostika kuiva kile, millel on tasakaalustamata pildikvaliteet.

Meie film on ideaalne lahendus kõige nõudlikumale meditsiinilise püsikooopiast rakendused. Täielikult kõrvaldada joonte vahelist ruumi, edendades filmi sujuvale on diagnostiline väljund täpne ja järjepidev.

Meie film on saadaval 14 "x 17", 11 "x14" ja 8 "x 10",

annab kasutajale võimaluse skaala pildi
sobiv kile suurus, pakkudes alternatiivi trükis
väiksema maksumusega. Plus, meie eksklusiivne 14 "x 36" ja 14 "x 51"
pikk Film pakub spetsialiseeritud ortopeedia koos
"digitaalselt ömmeldud" tõelise suurusega pildid pika luu
ja skolioosi uuringuid ühe pideva filmi puhul.
Sõltuvad Codonics pakkuda usaldusväärset, järjepidevat
parima kvaliteediga kujutisi.

Tuhanded kõrvuti võrdlused, pardal sertifitseeritud radioloogid
ei saa öelda erinevust pildidel, mis on trükitud Codonics imagers
neist trükitud kallim laser kujutajatele. Codonics patenteeritud
tehnoloogia väljundite diagnostika film, saavutades tasakaalustamata
mitmekülgsus ja pildikvaliteet.



Traditsiooniline Thermal madala hinnaga laser

Lüngad = artefaktid lüngad = artefaktid lüngad

High Cost laser codonics "ei Pixel"

ei ole lüngad dünaamiline meedia transpordisüsteem (dmts)

Oli codonics imagers printida, kui meedia edusammud
sujuv liikumine kõrvaldada ruumi ridade vahel.

Spetsifikatsioonid:

- Ühildub Horizon ja
ja NP/EP multi-meedia imagers
- Pidev tooni halliskaala renderdamine
- DMIN < 0,10 OD, DMAX > 3,00 OD
täielikult
- Paksus ~ 0,2 mm

Saadaolevad suurused:

Horizon Kujutajad

- 14"x 51" (35 x 130 cm)
- 14"x 36" (35 x 92 cm)
- 14"x17" (35 x 43 cm)
- 11"x14" (28 x 35 cm)
- 8"x10" (20 x 25 cm)

NP/EP Kujutajad

- 8"x10" (20 x 25 cm)
- 11 "x14"
- 8 "x10"

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 Ameerika Ühendriigid
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Faks
E-post info@codonics.com
www.codonics.com
900-309-001 Rev C

**Lisateabe saamiseks võtke ühendust Codonics
800-444-1198 või 440-243-1198 ja küsige
Meie Meediamüügi osakonnast.**

Võtke ühendust oma Codonics esindaja mudeli konfiguratsioonide ja meedia kättesaadavus. Directvista film on saadaval kasutamiseks
Enamikus Codonics 'i kujutajatele kehtivad mõned mudeli-ja suuruspiirangud. Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata.
Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Codonics 'i esindajaga. Autoriõigus © 2005-2006 Codonics, Inc.