

Codonics DirectVista® Film pruža vrhunsku kvalitetu slike u rasponu veličina koje štedi troškove

Codonics Film

" Kvaliteta je superiornija od tradicionalnih filmskih slika prethodno smo koristili."

A. Joseph Borelli, mri, MRI u Belfair -Bluffton, SC

- Potpuno digitalna, naša jedinstvena izravna toplinska tehnologija postiže kvalitetu slike bolje ili jednake "laserskoj kvaliteti"
- Praktičan suhi ispis eliminira potrebu za vodovodom, posebne zahtjeve za ventilaciju i postavljanje
- 14 "x 36" i 14 "x 51" dugosnimanje film za digitalno ušivenim slike prave veličine na jednom kontinuiranom filmu
- Više veličina filma omogućuje vam da smanjite troškove filma ispisom o najekonomičnijim veličinama za vašu prijavu

8 "x10"

20 x 25 cm

14"x17"

35 x 43 cm

14 "x 51"

35 x 130 cm

14 "x36"

35 x 92 cm

11"x14"

28 x 35 cm



Dijagnostika codonika

DirectVista®



Plavi i prozirni film

Codonics patentirana slikovna tehnologija izlazi superioran dijagnostičkog suhog filma s neusporedivom kvalitetom slike. Naš film je idealno rješenje za najzahtjevnije

medicinske primjene za tiskanu kopiju. Potpuno uklanjanje prostor između linija unapređenjem filma u glatkom dijagnostički izlaz precizan i dosljedan.

Naš film je dostupan u 14 "x 17", 11 "x14" i 8 "x 10", korisniku mogućnost skaliranje slike na odgovarajuću veličinu filma, pružajući alternativu ispisu na nižu cijenu. Osim toga, naš ekskluzivni 14 "x 36" i 14"x 51" dugom filmu pruža specijalizirane ortopedske "digitalno ušivenim" slikama prave veličine za dugu kost istraživanja skolioze na jednom kontinuiranom filmu. Ovisno o codonics isporučiti pouzdane, dosljedne slike s najvećom mogućom kvalitetom.

U tisućama usporedbi s certifikatom odbora, certificirani radiolozi nije mogao reći razliku između slika tiskanih na Codonics imagers od onih tiskanih na skupljim laserskim slikama. Kodika patentirana slikovna tehnologija izlazi dijagnostički film koji postiže neusporedive svestranost i kvaliteta slike.



Tradicionalna toplinska low-cost

laser visoke cijene laserske kodoncije "No Pixel"

Praznine =Praznine artefakata =Artefakti bez

praznina bez praznina dinamički sustav medijskog transporta (DMTS)

Llows Codonics imagers za ispis, dok mediji napreduju u glatkom pokretu eliminira jući prostor između linija.

Specifikacije:

- Kompatibilan s programom Obzor i i NP / EP multi-media imagers
- Kontinuirano renderiranje sivim tonovima
- $D_{min} < 0,10 OD$, $D_{max} > 3.00 OD$ (Transmisivna)
- Debljina ~ 0,2 mm

Dostupne veličine:

Horizon Slike

14"x 51" (35 X 130 cm)

14"x 36" (35 X 92 cm)

14"x17" (35 x 43 cm)

18"x14" (28 X 35 cm)

8"x10" (20 X 25 cm)

NP / EP Imagers

8"x10" (20 X 25 cm)

11 "x14"

8 "x10"

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 SAD
(440) 243-1198
(440) 243-1334 fax
info@codonics.com e-pošte
www.codonics.com

900-309-001 Rev C

**Za više informacija obratite se Codonics na
800-444-1198 ili 440-243-1198 i zatražiti
naš Odjel za prodaju medija.**

Obratite se predstavniku Codonicsa za konfiguracije modela i dostupnost medija. DirectVista Film je dostupan za korištenje u većini Codonics imagers, primjenjuju se neka ograničenja modela i veličine. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Najnovije informacije zatražite od predstavnika Codonicsa. Copyright © 2005-2006 Codonics, Inc

