

Codonics directvista® Film prináša vynikajúcu kvalitu obrázky v úsporných pole veľkostí

Codonics film

" Kvalita je lepšia ako tradičné filmové termokamery boli sme predtým používali. "

A. Joseph Borelli, MD, MRI na belfair-Bluffton, SC

- Úplne digitálna, Naša jedinečná priama tepelná technológia dosahuje kvalitu obrazu lepšie alebo rovné "laserovej kvalite"
- Pohodlná suchá tlač eliminuje potrebu inštalatárske práce, špeciálne požiadavky na vetranie a umiestnenie
- 14 "x 36" a 14 "x 51" dlhý film pre digitálne zošili True-size obrázky na jednom súvislom filme
- Viac filmových veľkostí vám umožní znížiť náklady na film tlačou na najúspornejšiu veľkosť pre vašu aplikáciu

8 "X10"

20 x 25 cm

14 "x17"

35 x 43 cm

14 "x 51"

35 x 130 cm

14 "x36"

35 x 92 cm

11 "x14"

28 x 35 cm





Codonics directvista® diagnostické Modrý a jasný film

Codonics patentované zobrazovacie technológie výstupy Superior diagnostický suchý film s bezkonkurenčnou kvalitou obrazu.

Náš film je ideálnym riešením pre najnáročnejšie lekárske hardcopy aplikácie. Úplne eliminovať priestor medzi riadkami tým, že postupuje film v hladký pohybu, diagnostický výstup je presný a konzistentný. Náš film je k dispozícii v 14 "x 17", 11 "x14" a 8 "x 10",

dáva užívateľovi možnosť škáluje obraz na vhodnej veľkosti filmu, ktorá poskytuje alternatívu k tlači na nižšiu cenu. Plus, naše exkluzívne 14 "x 36" a 14 "x 51" dlhý film poskytuje špecializované ortopédia s "digitálne šité" True-size obrazy pre dlhé kosti a skolióza štúdie na jeden kontinuálny film. Závaži od Codonics dodať spoľahlivé, konzistentné obraz s najvyššou možnou kvalitou.

V tisícoch Side by Side porovnaní, Rada certifikovaných rádiológov Nepodarilo sa povedať rozdiel medzi obrázkami vytlačenými na codonics termokamery od tých, vytlačené na drahšie laserové imagers. Codonics patentovaný zobrazovacie technológie výstupy diagnostický film dosiahnutie bezkonkurenčnú všestrannosť a kvalita obrazu.



Tradičné termálne nízkonákladové laser high

Cost laser codonics "No pixel"

Medzery = artefakty medzery = artefakty žiadne medzery žiadne medzery

dynamický mediálny Dopravný systém (dmts)

Llows codonics termokamery tlačí, zatiaľ čo médiá pokroky v hladký pohyb eliminuje priestor medzi riadkami.

Špecifikácie:

- Kompatibilné s programom horizont a a NP/EP multi-mediálne termokamery
- Nepretržité tónové vykresľovanie v odtieňoch sivej
- Dmin < 0,10 od, DMax > 3,00 od priepustné
- Hrúbka ~ 0,2 mm

Dostupné veľkosti:

Horizon Imagers

14"x 51" (35 x 130 cm)

14"x 36" (35 x 92 cm)

14"x17" (35 x 43 cm)

11"x14" (28 x 35 cm)

8"x10" (20 x 25 cm)

NP/EP Imagers

8"x10" (20 x 25 cm)

11 "x14"

8 "x10"

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

900-309-001 Rev C

**Pre viac informácií kontaktujte Codonics na
800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o
Naše oddelenie predaja médií.**

Obráťte sa na zástupcu Codonics pre konfigurácie modelu a dostupnosť médií. Directvista film je k dispozícii na použitie vo väčšine Codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2005-2006 Codonics, Inc.