

Codonics gråtonepapir

Reducer omkostninger til papirkopi uden at gå på kompromis med billedkvaliteten

ved hjælp af Codonics eksklusive Direct Vista® gråtonepapir


"Papirudskrivning er en velsignelse for radiologi, ikke kun i at reducere medieprisen, men også ved at realisere betydelige besparelser

i arbejds gange og andre soft-omkostninger."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Cleveland Clinic, Institut for Regional Radiologi

"Denne papir-lignende medier er betydeligt mere overkommelig end film og giver mange fordele til slutbrugeren."

Dr. David Stemerman, Radiolog, Open High-Field MR Og CT i Westchester, NY



- Overlegne kvalitetsudskrifter til en brøkdel af prisen på film
- Billedkvaliteten er langt bedre end laser- og kontorprintere
- Ideel til henvisende læger og patientkonsultationer
- Brevstørrelse gør det muligt at passe bekvemt ind i en henvisning lægerapport eller patientens diagram for hurtig reference
- Ingen toner, voks eller bånd, der nogensinde kan udskiftes


Codonics DirectVista®

Gråtonepapir

DirectVista® gråtonepapir er specielt oprettet til medicinske anvendelser. Dette medie af høj kvalitet er ideel til henvisende læger, der foretrækker at se billeder i rummet lys uden en lys boks.

Udelukkende til Codonics imagers, DirectVista Papir fås i forskellige størrelser, herunder 14"x17" og 11"x14", hvilket giver omkostningsbesparende alternativer til film i stort format. Vores A og A4 størrelsesoutput passer bekvemt ind i et diagram, så billedet kan følge patienten og lægerne kan nemt vende til det, som en note eller rapport.

DirectVista Paper producerer fantastiske gråtoneudskrifter med udestående kontrastforhold. Der er ingen toner, voks eller bånd til at erstatte - nogensinde. Det er det ideelle medie til diagnostisk gennemgang, patient- og henvisningskopier samt arkivering.



Reducer dit filmbudget med DirectVista Paper. Erstatning 14 "x17" papir til store format film straks reducerer din papirkopi koster med 25%, mens du placerer vigtige billeder på brevstørrelse papir øger besparelserne op til 65% over film!

DirectVista Gråtonepapir har en tung, foto-vægt grundmateriale, der modstår vand og rive. Da der ikke er blæk eller toner, udtværer eller overfører billederne aldrig til hænder eller andre udskrifter.

Specifikationer:

- Kompatibel med Horizon og og NP/ EP-multimedieimager
- Kontinuerlig tonegråtonegengivelse
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD (reflekterende)
- Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgængelige størrelser:

Horisontbilleder

14"x17" (35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)

NP/EP-billedrådgivere

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)

For mere information kontakt Codonics på 800-444-1198 eller 440-243-1198 og bede om vores mediesalgsafdeling.

* DirectVista Gråtonepapir er tilgængelig til brug i de fleste Codonics imagers, nogle model og størrelse restriktioner gælder. Specifikationerne er ændres uden varsel. Kontakt din Codonics repræsentant for at få de seneste oplysninger. Ophavsret © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drev
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Send en e-mail info@codonics.com
www.codonics.com