

# Codonics

## Graustufenpapier

*Reduzieren Sie die Kosten für die Hardcopy ohne Einbußen bei der Bildqualität*


*Verwendung von Codonics exklusivem Direct Vista® Grayscale Paper*

*"Papierdruck ist ein Segen für die Radiologie, nicht nur bei der Senkung des Medienpreises, sondern auch durch die Realisierung erheblicher Einsparungen workflow und andere Soft-Costs."*

*John C. Litchney, MBA, RT, Administrator für The Cleveland Clinic, Department of Regional Radiology*

*"Diese papierartigen Medien sind deutlich günstiger als Film und bieten dem Endanwender viele Vorteile."*

*Dr. David Stemerman, Radiologe, Offenes High-Field MRT und CT von Westchester, NY*



- *Hochwertige Drucke zu einem Bruchteil der Filmkosten*
- *Bildqualität ist Laser- und Bürodruckern weit überlegen*
- *Ideal für den Verweis von Ärzten und Patientenkonsultationen*
- *Die Buchstabengröße ermöglicht es, bequem in eine Arztbericht oder Patientendiagramm zur schnellen Referenz*
- *Kein Toner, Wachs oder Bänder, die jemals ersetzt werden können*


# Codonics DirectVista®

## Graustufenpapier

DirectVista® Graustufenpapier wird speziell für medizinische Anwendungen. Dieses hochwertige Medium ist ideal für die Referenz von Ärzten, die es vorziehen, Bilder im Raumlicht ohne Leuchtkasten.

Exklusiv für Codonics Imager, DirectVista Papier ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich, 14 "x 17" und 11 "x 14", was kostensparend ist Alternativen zum Großformatfilm. Unsere A und A4 Größe Ausgabe passt bequem in ein Diagramm, so dass das Bild kann dem Patienten und den Ärzten folgen kann leicht umkippen, wie eine Notiz oder ein Bericht.

DirectVista Paper produziert atemberaubende Graustufendrucke mit hervorragenden Kontrastverhältnissen. Es gibt keinen Toner, Wachs oder Band zu ersetzen – immer. Es ist das ideale Medium für diagnostische Überprüfung, Patienten- und Überweisungskopien sowie Archivierung.



Reduzieren Sie Ihr Filmbudget mit DirectVista Paper. 14 "x 17" Papier für Großformatfolien zu ersetzen, reduziert Ihre Hardcopy kostet um 25 %, während Sie Schlüsselbilder auf Briefgröße platzieren Papier erhöht die Ersparnis bis zu 65% gegenüber Film!

DirectVista Graustufenpapier hat eine schwere, Fotogewicht Basismaterial, das Wasser und Reißen widersteht. Da es keine Tinte oder Toner gibt, verschmieren oder übertragen Bilder niemals auf Hände oder andere Drucke.

### Spezifikationen:

- Kompatibel mit Horizon und NP/EP Multimedia-Imager
- Kontinuierliches Ton-Graustufen-Rendern
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (reflektierend)
- Dicke bei 0,2 mm

### Verfügbare Größen:

#### Horizon Imagers

- 14 "x 17" (35 x 43 cm)
- 11 "x 14" (28 x 35 cm)
- A ( 8,5 " x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

#### NP/EP Imager

- A ( 8,5 " x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Codonics unter 800-444-1198 oder 440-243-1198 und fragen Sie nach unsere Medienvertriebsabteilung.

\* DirectVista Graustufenpapier ist für die meisten Codonics-Imager verfügbar, einige Modell- und Größenbeschränkungen gelten. Die Spezifikationen sind änderungenfrei. Wenden Sie sich an Ihren Codonics-Vertreter, um die neuesten Informationen zu erhalten. Copyright © 2007 Codonics, Inc.

Englewood Drive 17991  
Middleburg Heights, OH 44130 Deutschland  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
E-Mail-info@codonics.com  
www.codonics.com