

Codonics Gráðubogi pappír

Draga úr harðgerðarkostnaði án þess að fórna myndgæðum notkun codonics Exclusive Direct Sýn® grátóna pappír


"Pappír prentun er Boon til Radiology, ekki aðeins í að draga úr fjölmiðlum verð heldur einnig með því að átta sig á verulegum sparnaði

í verkflæði og öðrum mjúkum kostnaði. "

John C. Litchney, MBA, RT, kerfisstjóri hjá Cleveland Clinic, deild Regional Radiology

"Þessi pappírslaus fjölmiðlamaður er umtalsvert meira hagkvæm en filmur og býður upp á marga kosti enda notandinn."

Dr. David Stemerman, Geislafræðingur, OPNAR HÁSPENNUSVÆÐI hafrannsóknastofnunar og CT af WESTCHESTER, NY



- Superior gæðaprentanir á broti af kostnaði við kvikmyndagerð
- Myndgæði eru mun betri í Laser og Office prenturum
- Tilvalið til að vísa læknum og sjúklingasamritum
- Bókstafastærð gerir það kleift að passa þægilega inn í tilvísun lækni skýrslu eða sjúklingaskrá fyrir flýtvísun
- Ekkert tónik, vax eða borðar að eilífu skipta máli

Codonics DirectVista®

Grátóna pappír

DirectVista® grátóna pappír er sérstaklega búinn til fyrir læknisfræðilegar umsóknir. Þessi hágæðamiðill er tilvalið að vísa læknum sem kjósa að skoða myndir í herbergisljósi án ljósakassa.

Eingöngu fyrir Codonics imagers, DirectVista Pappír er fánlegur í ýmsum stærðum, m.a. 14 "x17" og 11 "x 14", Útvegum kostnaðarsparnaðar val í stórum sniði kvikmynd. Okkar A og a4 Size framleiðsla passar þægilega inn í töflu þannig að Myndin getur fylgt sjúklingi og læknum getur auðveldlega flett upp á því, eins og athugasemd eða skýrsla.

DirectVista Paper framleiðir töfrandi grátóna framköllun með útstandandi andstæðum hlutföllum. Það er enginn tónninn, vax eða borði til að skipta um – alltaf. Það er hugsjón fjölmiðla fyrir greiningaryfirferð, sjúkling og tilvísunareintök sem og skjalavörslu.



Dragðu úr kvikmyndaáætluninni með DirectVista pappír. Skipti á 14 "x17" pappír fyrir stóra sniði kvikmynd dregur strax úr harðeintak þitt kostaði um 25%, en að setja helstu myndir á staf stærð pappír eykur sparneytni upp í 65% yfir filmu!

DirectVista gráðupappír hefur þunga, photo-þyngd grunneiningar sem standast vatn og tálgað. Þar sem það er engin blek eða tónik, myndir aldrei smear eða flytja á höndum eða öðrum prenti.

Upplýsingar:

- Samhæft við sjóndeildarhring og NP/EP Multi-Media getur
- Samfelldur tón grátóna flutningur
- Dmin < 0,10 OD, dmax > 2,00 OD hugasandi
- Þykkt ~ 0,2 mm

Fánlegar stærðir:

Myndlíkingar Horizon

14 "x17" (35 x 43 cm)

11 "x 14" (28 x 35 cm)

A (8,5 "x 11")

A4 (210mm x 297mm)

NP/EP Hugmyndavélar

A (8,5 "x 11")

A4 (210mm x 297mm)

Nánari upplýsingar hafa samband við Snyrtifræðinga á 800-444-1198 eða 440-243-1198 og biðja um

Söluþjónu miðilsins okkar.

* DirectVista gráðupappír er fánlegt til notkunar í flestum codonics ímyndunum, sumir líkan og stærðartakmarkanir eiga við. Upplýsingar eru með fyrirvara um breytingar án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Codonics fyrir nýjustu upplýsingar. Höfundarréttur © 2007 Codonics, Inc. 17991 englewood drif

Middleburg Heights, OH 44130 USA

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Fax

Netfang info@codonics.com

www.codonics.com

900-310-001 Rev A