

# Carta in scala di grigi codonics

*Riduci i costi della copia cartacea senza sacrificare la qualità  
dell'immagine*

*utilizzo dell'esclusivo Direct Vista® GrayScale Paper di Codonics*


*"La stampa cartacea è una manna per la radiologia, non solo per ridurre il prezzo dei media, ma anche  
realizzando notevoli risparmi*

*nel flusso di lavoro e in altri costi soft."*

*John C. Litchney, MBA, RT, Amministratore per la Cleveland Clinic, Dipartimento di Radiologia Regionale*

*"Questo supporto cartaceo è significativamente più conveniente rispetto al film e offre molti vantaggi  
all'utente finale."*

*Dr. David Stemerman, Radiologo, risonanza magnetica aperta ad alto campo e CT di Westchester, NY*



*Stampe di qualità superiore ad una frazione del costo della pellicola*

*La qualità dell'immagine è di gran lunga superiore alle stampanti laser e per ufficio*

*Ideale per il rinvio di medici e consultazioni con i pazienti*

*La dimensione della lettera gli permette di adattarsi comodamente a un  
rapporto medico o grafico del paziente per riferimento rapido*

*- Nessun toner, cera o nastri da sostituire mai*

# Codonics DirectVista®

## Carta in scala di grigi

DirectVista® Grayscale Paper è stato creato in modo specifico per applicazioni mediche. Questo supporto di alta qualità è l'ideale per i medici di riferimento che preferiscono visualizzare immagini in camera luce senza una scatola luminosa.

In esclusiva per gli imager Codonics, DirectVista La carta è disponibile in diversi formati, 14"x17" e 11"x 14", risparmiando sui costi alternative ai film di grande formato. I nostri A e A4 l'output delle dimensioni si inserisce comodamente in un grafico in modo che l'immagine può seguire il paziente e i medici può facilmente capovolgere ad esso, come una nota o un rapporto.

DirectVista Paper produce stampe in scala di grigi straordinarie con rapporti di contrasto eccezionali. Non c'è toner, cera o nastro da sostituire – mai. È il media ideale per la revisione diagnostica, le copie dei pazienti e dei referral nonché l'archiviazione.



Riduci il budget del tuo film con DirectVista Paper. Sostituendo 14"x17" carta per pellicola di grande formato riduce immediatamente il costo della copia cartacea del 25%, posizionando le immagini chiave sulle dimensioni delle lettere carta aumenta il risparmio fino al 65% rispetto alla pellicola!

DirectVista Grayscale Paper ha un materiale di base foto-peso che resiste all'acqua e allo strappo. Poiché non c'è inchiostro o toner, le immagini non spalmano mai o vengono trasferite sulle mani o su altre stampe.

### Indicazioni:

Compatibile con Horizon e e imager multi-media NP/EP  
- Rendering in scala di grigi a tono continuo  
Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD  
(riflettente)  
Spessore - 0,2 mm

### Dimensioni disponibili:

#### Imager Horizon

14"x17" (35 x 43 cm)  
11" x 14" (28 x 35 cm)  
A (8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)

#### Immagini NP/EP

A (8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)

Per ulteriori informazioni contattare Codonics all'indirizzo 800-444-1198 o 440-243-1198 e chiedere il nostro Reparto Vendite Media.

DirectVista® Grayscale Paper è disponibile per l'uso nella maggior parte degli imager Codonics, si applicano alcune restrizioni di modelli e dimensioni. Le specifiche sono soggetto a modifiche senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante Codonics per le informazioni più recenti. Diritto d'autore © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 Stati Uniti  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
info@codonics.com e-mail  
www.codonics.com