

Codonics pelēktoņu papīrs

*Samazināt cietās kopijas izmaksas, nezaudējot attēla kvalitāti
izmantojot codonics ekskluzīvi Direct Vista® pelēktoņu papīru*


*"Papīra druka ir par boon radiology, ne tikai samazinot mediju cenu, bet arī realizējot ievērojamus
ietaupījumus*

darbplūsmā un citās izvēles izmaksās. "

John C. Litchney, MBA, RT, administrators Cleveland Clinic, departamenta reģionālās Radiology

*"Šis papīrs līdzīgi mediji ir ievērojami pieejamākas nekā filmu un piedāvā daudzas priekšrocības, lai gala
lietotājam."*

Dr David Stemerman, radiologs, atklātā augsta lauka MRI un CT no WESTCHESTER, NY



- Augstākās kvalitātes izdrukas par daļu no izmaksām, filmu
- Attēla kvalitāte ir daudz pārāka par lāzera un biroja printeriem
- Ideāli piemērots ārstiem un pacientu konsultācijām
- Vēstules lielums ļauj ērti ievietot atsauces
ārsta ziņojumus vai pacienta diagramma ātrai atsaucei
- Nav tonera, vaska vai lentes, lai nekad aizstātu


Codonics DirectVista®

Pelēktoņu papīru

Directvista® pelēktoņu papīrs ir īpaši veidots medicīniskiem lietojumiem. Šo augstas kvalitātes mediju ir ideāli piemērots tiem ārstiem, kuri izvēlas skatīt attēlus telpā gaismas bez gaismas kastes.

Tikai Codonics imagers, Directvista Papīrs ir pieejams dažādos izmēros, ieskaitot 14 "x17" un 11 "x 14", kas nodrošina izmaksu ietaupījumu alternatīvas lielformāta plēves. Mūsu A un A4 izmēra izvade ērti iekļaujas diagrammā, lai attēls var sekot pacientam un ārstiem var viegli apvērst, lai tā, piemēram, piezīmi vai ziņojumu.

DirectVista papīrs ģenerē satriecošus pelēktoņu izdrukas ar izcilu kontrasta attiecību. Nav tonera, vasks vai lente, lai aizstātu-jebkad. Tā ir ideāla vide diagnostikas pārskatīšanai, pacienta un ieteikuma kopijām kā arī arhivēšanai.



Samaziniet filmas budžetu, izmantojot Directvista papīru. Aizvietojot 14 "x17" papīru lielformāta filmai, nekavējoties samazina jūsu dokumentālās kopijas izmaksas par 25%, bet novietojot galveno attēlu burtu izmērs papīrs palielina ietaupījumu līdz 65% vairāk filmu!

DirectVista pelēktoņu papīram ir smags, foto-svars bāzes materiāls, kas ir izturīgs pret ūdeni un plīsumi. Tā kā nav tintes vai tonera, attēli nekad uztriepes vai nodot uz rokas vai citas izdrukas.

Specifikācijas:

- Savietojams ar apvārsni un un NP/EP Multi-Media sensori
- Nepārtraukta toņu pelēktoņu renderēšana
- DMin < 0,10 OD, DMax > 2,00 OD atstarojoša
- Biezums ~ 0,2 mm

Pieejamie izmēri:

Horizon Imagers

- 14 "x17" (35 x 43 cm)
- 11 "x 14" (28 x 35 cm)
- A (8,5 "x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

NP/EP Imagers

- A (8,5 "x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Plašāku informāciju lūdziet Codonics 800-444-1198 vai 440-243-1198 un lūdziet mūsu mediju tirdzniecības departaments.

* Directvista pelēktoņu papīrs ir pieejams lietošanai vairumā codonics imagers, daži modeļa un lieluma ierobežojumi attiecas. Specifikācijas ir var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Sazinieties ar Codonics pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Autortiesības © 2007 Codonics, Inc. 17991 Englewood Drive Middleburg Heights, OH 44130 ASV (440) 243-1198 (440) 243-1334 Fax E-pasts info@codonics.com www.codonics.com