

Codonics sivine papir


*Zmanjšajte stroške papirni brez žrtvovanja kakovosti slike
using codonics izključen neposreden razgled® sivine papir*

*"Tiskanje papirja je prošnja za radiologijo, ne le pri zmanjšanju medijske cene, ampak tudi z
vnovčitvijo znatnih prihrankov
v potek dela in druge mehke stroške. "*

John C. Litchney, MBA, RT, administrator za Cleveland Clinic, oddelek za regionalno radiologijo

"Ta papir podobnih medijih je bistveno bolj dostopna kot film in ponuja številne prednosti za končnega uporabnika."

Dr David Stemerman, radiolog, Open visoko-FIELD MRI in CT od WESTCHESTER, NY



- Vrhunsko kakovost tiska na delček stroškov filma
- Kakovost slike je veliko boljša od laserskih in pisarniških tiskalnikov
- Idealno za napotilo zdravnikov in posvetovanj z bolniki
- Velikost črk omogoča priročno prileganje v poročilo zdravnika ali bolnikovo shemo za hitro referenco
- Brez tonerja, voska ali trakov, ki bi kdaj nadomestili


Codonics DirectVista®

Sivine papir

Directvista® sivine papir je posebej ustvarjena za medicinske aplikacije. To vrhoven-odličnost množična sredstva obveščanja je idealen za napotilo zdravnike, ki si želijo slike v sobni svetlobi brez svetlobne škatle.

Izključno za Codonics imagers, Directvista Papir je na voljo v različnih velikostih, vključno z 14 "x17" in 11 "x 14", ki zagotavlja stroškovno varčevanje možnosti za film velikega formata. Naši A in a4 velikost izhod ustreza priročno v grafikonu, tako da Slika lahko sledi bolniku in zdravnikom lahko enostavno flip na to, kot opombo ali poročilo.

DirectVista papir proizvaja omamljanje sivine natisne z izjemnim razmerjem kontrasta. Ni tonerja, vosek ali trak za zamenjavo-kdaj. To je idealen medij za Diagnostični pregled, bolnika in napotitev kopije kot tudi arhiviranje.



Zmanjšajte svoj film proračuna z Directvista papir. Zamenjava 14 "x17" papir za velik format film takoj zmanjša vaš papirni strošek za 25%, medtem ko dajanje ključnih slik na črko velikosti papir poveča prihranke do 65% več kot film!

DirectVista sivine Paper je težka, foto-teža osnovnega materiala, ki se UPI vode in trganje. Ker ni črnila ali tonerja, slike nikoli ne bris ali prenos na roke ali druge odtise.

Specifikacije:

- Združljiv z obzorjem in in NP/EP multi-Media imagers
- Neprekinjeno upodabljanje sivine
- Dmin < 0,10 od, DMax > 2,00 od odsevni
- Debelina ~ 0,2 mm

Razpoložljive velikosti:

Načrtovalci obzorja

- 14 "x17" (35 x 43 cm)
- 11 "x 14" (28 x 35 cm)
- A (8,5 "x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

NP/EP imagers

- A (8,5 "x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Za več informacij se obrnite na Codonics na 800-444-1198 ali 440-243-1198 in prosite za našega oddelka za medijsko prodajo.

* Directvista® sivine Paper je na voljo za uporabo v večini codonics imagers, nekateri model in velikost omejitve veljajo. Specifikacije so spremenljive brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na predstavnika Codonics. Copyright © 2007 Codonics, Inc 17991 Englewood Drive Middleburg Heights, OH 44130 USA (440) 243-1198 (440) 243-1334 faks Elektronska pošta info@codonics.com www.codonics.com