

# SLS

## Administration Tool

### ET - eesti

#### Dokumentatsioon Märkus

Codonics Tooted on Klass Mina tooted mõeldud jaoks kasutamine kõrval Tervishoid Spetsialistid.

Tooted pakend ja märgistamine, kaasa arvatud Graafiline Kasutaja Liides (GUI) jaoks operatsiooni on

Pakutakse aastal Inglise ja kokku saama MDR, Lisa Mina, Peatükk III, 23.4, võtmine konto koolitus ja teadmised kohta potentsiaal kasutaja.

\*Võrk teave, Võti Spetsifikatsioonid, Mõeldud Kasutage, Kasutaja käsiraamat Liide, Kiire Alusta Giid & Seadistamine KUI SA on saadaval aastal lihtne tõlge Liige Osariik Keeled; esmane KUI SA on saadaval aastal Inglise

#### Sissejuhatus

The Codonics ® Safe Label System™ Haldus Tööriist on an oluline kaaslane toote kuni Safe Label System SLS ise. Haldustööriist võimaldab kvalifitseeritud saidi isikutel luua SLS-idesse juurutamiseks mõeldud ravimipreparaadi ohutult ja reprodutseeritavalt. See võimaldab kvalifitseeritud saidi isikutel määrata SLS-i konfiguratsioonisätteid ja luua konfiguratsioonipaketi, mida saab SLS-idele juurutada oma töökonfiguratsiooni määratlemiseks. Samuti pakub see võimalust võrku ühendada, jälgida ja saata vormel- ja konfiguratsioonipakette määratud SLS-idele.

#### Ülevaade

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) istub kõikjal, kus ravimeid valmistatakse, ja kasutab patsiendi ohutuse suurendamiseks ja märgistustele vastavuse tagamiseks integreeritud ravimite andmebaasi. See andmebaas, mis on loodud SLS-i haldustööriista (AT) abil, on süsteemi juhtimistarkvara, mis võimaldab apteegil hõlpsasti luua ja kontrollida ravimipreparaate, sealhulgas kohapeal heaks kiidetud ravimeid, kontsentratsioone ja kasutamise reegleid, laiendades apteegi mõjusuundi punktini ravimite ettevalmistamine. AT võimaldab haiglaapteegil:

- Kiiresti ja lihtsalt luua a sõnavara seda sisaldab haiglas heaks kiidetud narkootikumid, liidetud koos haigla poliitika, koos koos Ühine Komisjon (TJC) nõuded, ja Ameeriklane Selts kohta Anestesioloogia (NAGU) ja ISO märgistamine suunised
- Kontroll juurutamine kohta sõnavara, konfiguratsioon, SLS kasutaja pakendid ja tarkvara värskendused kuni mis tahes SLS PCS
- Koormus kohapeal heaks kiidetud, kohandatud vormistused peal iga SLS PCS nii seda nad on saadaval kuni kliinikud kell punkt kohta ettevalmistamine ja haldamine kuni ohutult kontrollima, tuvastama ja kinnita ravimid kuni suurendama kannatlik ohutus ja vähendada ravimid vigu

Soovitav - Nõuded jaoks AT

Server Riistvara: Intel Quad Tuum (i5, i7 või Xeon) koos 4 südamikud, 8 GB RAM

Raske Sõida Kosmos: Minimaalne 5 GB tasuta ruumi jaoks rakendus. Soovitav 30 GB kokku kell installima

Arvuti OS: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 ja 2019. aasta. 64-bitine nõutud.

Soovitav - Nõuded jaoks AT Klient

Brauser Toetus: Internet Uurija IE 8 või uuem

Ekraan Resolutsioon: Minimaalne 1440 x 900; kasutamine vaikumisi brauser fondid

Arvuti OS: Windows® 10 või uuem

Rakendused: Excel® 2003 või suurem kuni avatud aruanded

Üksik Märk Peal: AT Kasutaja Juhtimine kasutades Microsoft® Aktiivne Kataloog