

SLS

Administration Tool

GA - Gaeilge

Doiciméadú Fógra

Codonics Táirgí atá Rang I. táirgí beartaithe le haghaidh úsáid le Cúram sláinte Gairmithe. Táirgí pacáistiú agus lipéadú, san áireamh Grafach Úsáideoir Comhéadan (GUI) le haghaidh oibriú atá

Ar fáil in Béarla agus le chéile MDR, Iarscríbhinn Mise, Caibidil III, 23.4, ag glacadh cuntas an oiliúint agus an eolas de an acmhainneacht úsáideoir.

* Gréasáin faisnéis, Eochair Sonraíochtaí, Beartaithe Úsáid, Úsáideoir lámhleabhar Aguisín, Tapa Tosaigh Treoir & Socrú IFU atá ar fáil in simplí aistriúchán Ball Luaigh Teangacha; bunscoile IFU atá ar fáil in Béarla

Réamhrá

Tá an Codonics® Safe Label System™ Riarachán Uirlis is an tábhachtach chompánach táirge chun an Safe Label System SLS féin. Ligeann an Uirlis Riaracháin do dhaoine cáilithe láithreáin an fhoirmle drugaí a chruthú lena n-imscaradh chuig SLSanna ar bhealach sábháilte agus inatáirgthe. Ligeann sé do dhaoine cáilithe láithreáin socrúithe cumraíochta SLS a shonrú agus pacáiste cumraíochta a chruthú is féidir a úsáid chuig SLSanna chun a gcumraíocht oibriúcháin a shainiú. Soláthraíonn sé an cumas freisin chun pacáistí foirmle agus cumraíochta a líonrú, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a sheoladh chuig SLSanna sonraithe.

Forbhreathnú

Codonics Safe Label System Suíonn Stáisiún Pointe Cúraim (SLS) (PCS) cibé áit a n-ullmhaítear cógais agus úsáideann sé an bunachar sonraí comhtháite formáide chun sábháilteacht othar agus comhlíonadh lipéadaithe a mhéadú. Is é an bunachar sonraí seo, a cruthaíodh trí úsáid a bhaint as Uirlis Riaracháin SLS (AT), bogearraí bainistíochta an chórais a ligeann do chógaslann foirmleoir drugaí a chruthú agus a rialú go héasca, lena n-áirítear cógais, tiúchana agus rialacha atá ceadaithe ar an láithreán, ag leathnú scóip tionchair na cógaisíochta go dtí an pointe. ullmhú cógais. Cuireann an AT ar chumas cógaslainne ospidéal:

- Go tapa agus go héasca cruthaigh a form form form go ionchorpraíonn ceadaithe ag an ospidéal drugaí, a chumasc le ospidéal beartais, le chéile le an Comhphárteach

Coimisiún (TJC) riachtanais, agus Meiriceánach Cumann de Ainéistéiseolaíocht (MAR) agus ISO lipéadú treoirlínte

- Smacht imscaradh de an form form, cumraíocht, SLS úsáideoir pacáistí agus bogearraí nuashonruithe chun ar bith SLS PCS
- Luchtaigh ceadaithe ag an suíomh, saincheaptha foirmlí ar an ceann SLS PCS mar sin go siad atá ar fáil chun cliniceoirí ag an pointe de ullmhúchán agus riarachán chun go sábháilte fhíorú, aithint agus dheimhnigh cógais chun méadú othar sábháilteacht agus laghdú cógais earráidí

Molta - Riachtanais le haghaidh AT

Freastalaí Crua-earraí: Intel Quad Lárnach (i5, i7 nó Xeon) le 4 croíthe, 8 GB Ram

Crua Tiomáint Spás: Íosmhéid 5 GB saor spás le haghaidh iarratas. Molta 30 GB Iomlán ag shuiteáil

Ríomhaire OS: Windows® 10, Windows Freastalaí 2012R2,2016 agus 2019. 64-giotán riachtanach.

Molta - Riachtanais le haghaidh AT Cliant

Brabhsálaí Tacaíocht: Idirlíon Explorer IE 8 nó níos nuáí

Scáileán Rún: Íosmhéid 1440 x 900; úsáid réamhshocraithe brabhsálaí clónna

Ríomhaire OS: Windows® 10 nó níos nuáí

Iarratais: Excel® 2003 nó níos mó chun oscailte tuarascálacha

Aonair Síniú Ar: AT Úsáideoir Bainistíocht ag baint úsáide as Microsoft® Gníomhach Eolaire