

Safe Label System®

Administration Tool (AT)

ET - eesti

Ülevaade

Kunagi varem pole olnud lihtsam anda igale ravimivalmistamise valdkonnale apteegitaseme järelevalve ja vastavus.Kodoonika Ohutu märgistussüsteemi (SLS) hoolduspunkt (PCS) asub kõikjal, kus ravimeid valmistatakse, ja kasutab integreeritud ravimvormide andmebaasi, et suurendada patsientide ohutust ja märgistuste järgimist. See andmebaas, mis on loodud SLS-i haldustööriista (AT) abil, on süsteemi juhtimistarkvara, mis võimaldab apteegil hõlpsasti luua ja kontrollida ravimipreparaate, sealhulgas kohapeal heaks kiidetud ravimeid, kontsentratsioone ja kasutamise reegleid, laiendades apteegi mõjusuundi punktini ravimite ettevalmistamine. TheAT võimaldab haigla apteegil:

Funktsioonid / eelised

- Looge kiiresti ja hõlpsalt haigla heakskiidetud ravimeid sisaldav ravimvorm, mis on ühendatud haigla poliitikaga koos Ühiskomisjoni (TJC) nõuetega ning Ameerika Anestesioloogia Seltsi (ASA) ja ISO märgistamisjuhistega.
- Kontrollige kõigi SLS-i PCS-i koostiste, konfiguratsiooni, SLS-i kasutaja pakettide ja tarkvarauuenduste juurutamist
- Laadige igale SLS PCS-ile kohapeal heakskiidetud kohandatud vormid nii, et need oleksid saadaval arstidele ettevalmistamise ja manustamise hetkel ravimite ohutuks kontrollimiseks, tuvastamiseks ja kinnitamiseks, et suurendada patsiendi ohutust ja vähendada ravivigu
- Vähendage manuaalsele paberimajandusele kuluvat aega, säilitades 340B vastavuse, kui seda kasutatakse koos SLS-WAVE-ga. SLS sisaldab üheaastast Lexicom[™] põhiravimite andmebaasi tellimust. MDD täitmiseks ravimiregistritega saavad kasutajad importida Lexicomp'i andmebaasi, oma andmebaasi või käsitsi narkootikume lisada.

Spetsifikatsioonid

Soovitatav - nõudedAT Server

Riistvara: Inteli neljatuumaline (i5, i7 või Xeon) 4 südamikuga, 8 GB RAM-iga

Kõvakettaruum: rakendamiseks on vähemalt 5 GB vaba ruumi. Soovitatav on installimisel kokku 30 GB

Arvuti OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 ja 2016. Vajalik 64-bitine.

Soovitatav - nõuded AT Klient

Brauseritugi: Internet Explorer IE 8 või uuem

Ekraani eraldusvõime: minimaalselt 1440 x 900; kasutage brauseri vaikefonte

Arvuti OS: Windows® 7 või uuem

Rakendused: aruannete avamiseks Excel® 2003 või uuem

Ühekordne sisselogimine: AT Kasutajahaldus Microsoft® Active Directory abil