

Safe Label System®

Administration Tool (AT)

MT - Malti

Farsa ġenerali

Qatt qabel ma kien daqshekk faċli li tingħata s-setgħa lil kull qasam tal-preparazzjoni tal-medikazzjoni b'sorveljanza u konformità fil-livell tal-ispjżerija. Kodonika Sistema ta 'Tikketta Sikura (SLS) Point of Care Station (PCS) toqgħod kull fejn il-mediċini huma ppreparati u tuża l-bażi tad-dejta integrata tal-formularji biex iżżid is-sigurtà tal-pazjent u l-konformità tat-tikkettar. Din id-database, maħluqa bl-użu tal-SLS Administration Tool (AT), hija s-softwer tal-immaniġġjar tas-sistema li jippermetti lill-ispjżerija toħloq u tikkontrolla faċilment formularju tad-droga, inklużi mediċini approvati mis-sit, konċentrazzjonijiet u regoli għall-użu, u tespandi l-ambitu ta 'influwenza tal-ispjżerija sal-punt. tal-preparazzjoni tal-medikazzjoni. IlAT jippermetti lil spjżerija ta 'sptar biex

Karatteristiċi / Benefiċċji

- Holoq malajr u faċilment formularju li jinkorpora mediċini approvati fl-isptar, magħquda mal-politiki ta 'l-isptar, flimkien mar-rekwiżiti tal-Kummissjoni Kongunta (TJC), u l-Linji Gwida tas-Socjetà Amerikana ta' Anestesjoloġija (ASA) u ISO
- Ikkontrolla l-iskjerament tal-formularju, il-konfigurazzjoni, il-pakketti tal-utent SLS u l-aġġornamenti tas-softwer għal kwalunkwe SLS PCS
- Għabbi formoli apposta u approvati mis-sit fuq kull SLS PCS sabiex ikunu disponibbli għall-kliniċisti fil-punt tal-preparazzjoni u l-amministrazzjoni biex jivverifikaw, jidentifikaw u jikkonfermaw il-mediċini b'mod sikur biex iżidu s-sigurtà tal-pazjent u jnaqqsu l-iżbalji tal-medikazzjoni
- Naqqas l-ammont ta 'hin mgħoddi fuq burokrazija manwali billi żżomm konformità 340B meta użat flimkien ma' SLS-WAVE SLS tinkludi abbonament ta 'sena għad-Database Bażika tad-Droga ta' Lexicomp™. Biex timla l-MDD b'rekords tad-droga l-utenti jistgħu jimportaw id-database Lexicomp, id-database tagħhom stess jew iżidu d-drogi manwalment.

Speċifikazzjonijiet

Rakkomandat - Rekwiżiti għalAT Server

Hardwer: Intel Quad Core (i5, i7 jew Xeon) b'4 cores, 8 GB RAM

Spazju fuq il-Hard Drive: Minimu ta '5 GB ta' spazju ħieles għall-applikazzjoni. Rakkomandat 30 GB totali waqt l-installazzjoni

Kompjuter OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 u 2016. 64-bit meħtieġa.

Rakkomandat - Rekwiziti għal AT Klient

Browser Support: Internet Explorer IE 8 jew aktar ġdid

Riżoluzzjoni tal-Iskrin: Minimu 1440 x 900; uża fonts tal-browser default

Kompjuter OS: Windows® 7 jew aktar ġdid

Applikazzjonijiet: Excel® 2003 jew akbar biex tiftaħ rapporti

Sinjal Uniku Fuq: AT Ġestjoni tal-Utent bl-użu tal-Microsoft® Active Directory