

Virtua[®]

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico





Descripción / Perspectiva General

El Grabador/Rotulador de CD/DVD de uso clínico Virtua de Codonics ofrece una velocidad, eficiencia y facilidad de uso excepcionales en un grabador de CD/DVD automático. Este innovador dispositivo médico, compatible con DICOM, puede grabar y rotular al mismo tiempo múltiples estudios en CD y DVD. Su diseño compacto integra un procesador avanzado, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una pantalla táctil fácil de utilizar que optimiza el flujo de trabajo y la productividad. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos
- Grabación y rotulación de CDs y DVDs a demanda directamente desde las estaciones de trabajo de la modalidad
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco**
- La pantalla táctil intuitiva convierte a los novatos en expertos en cuestión de minutos
- Interfaz de usuario disponible en Español
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)**
- El diseño compacto del Virtua facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los protocolos y estándares requeridos

*no todos los visores son estándar

**características opcionales



Especificaciones

Entrada de CDs/DVDs:	Dos bandejas de entrada de 50 discos
Salida de CDs/DVDs:	Una bandeja de salida de 25 discos
Grabadores Ópticos:	Dos grabadores de CD/DVD
Formatos de grabación:	CD-R, DVD-R Superficie del Disco para inyección de tinta Tecnología de
Impresión de Carátulas:	Inkjet (Inyección de Tinta)
Resolución de Impresión:	Hasta 4800 dpi
Cartuchos de Tinta:	Un Cartucho de tinta Tricolor
Interfaz de Usuario:	Pantalla táctil LCD de 15" integrada, acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
Rendimiento:***	Hasta 30 CDs/hora, 15 DVDs/hora
Procesador:	Intel® Celeron® G3900
Memoria:	4 GB
Almacenamiento de Datos:	120 GB
Interfaz:	10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocolos de Red:	DICOM Store SCP (hasta 24 conexiones simultáneas) DICOM query/retrieve (opcional) Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
Smart Drive:	Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración.
Alimentación Eléctrica:	Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 300 VA (potencia registrada)****
Dimensiones:	Alto 67.8 cm, ancho 48.6 cm, largo 67.8 cm.
Peso:	28kg.
Regulación:	Cumple todos los protocolos requeridos para los aparatos médicos, incluyendo el FDA Clase 1 y MDD CE, GMP/QSR, ISO13485: 2003, Seguridad 60601-1, EMC/EMI (IEC60601-1-2 class B) para Centros de Salud

***basado en un estudio clínico típico y configuración de red típica

Interfaz de Usuario en Pantalla Táctil



Llame hoy a Codonics al **+1.440.243.1198** o visite **www.codonics.com** para más información.

Las marcas registradas y sin registrar todas son la característica de sus dueños respectivos. Especificaciones en conformidad y sujetas a cambio sin previo aviso. www.codonics.com/ip/patents/ Copyright © 2006-2018 Codonics Inc. Impreso en USA. 2018

Este modelo/configuración de Virtua no está disponible para su venta o uso en los Estados Unidos.



We bring the future into focus

Oficinas Corporativas en:
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
+1.440.243.1198
+1.440.243.1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com