

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

HR - hrvatski jezik

Pregled

TheKodonics Izdavač medicinskih diskova Virtua nudi iznimnu brzinu, učinkovitost i jednostavnost upotrebe u automatskom snimaču diskova. Ovaj inovativni medicinski uređaj mrežni je uređaj usklađen s DICOM-om koji istovremeno može snimati i označavati više medicinskih studija na CD i DVD medijima. Kompaktni dizajn Virtue odlikuje se naprednim ugrađenim procesorom, robotiziranim rukovanjem diskovima i prilagođenim sučeljem dodirnog zaslona koje optimizira tijek rada i produktivnost. Ugrađeni pisač proizvodi briljantne naljepnice diskova u boji koje uključuju demografske podatke o pacijentu te adresu i logotip ustanove za marketing. Kupci mogu stvoriti vlastite prilagođene naljepnice ili ih koristiti. Kodonics Usluga dizajniranja etiketa diskova nudi se isključivo našim kupcima.

Značajke / pogodnosti

- Automatski bilježi studije pacijenta bez vezivanja vaše radne stanice ili resursa zaposlenika
- Stvaranje i označavanje diskova na zahtjev izravno s modalitetnih radnih stanica
- Studije se mogu jednostavno pregledati s diska na radnoj stanici pomoću jednog ili više njih
- DICOM gledatelji, specijalizirani gledatelji i / ili prilagođeni OEM gledatelji *
- HL7 i DICOM strukturirani izvještaji mogu se primati i podudarati s pacijentovom istraživanjem, što omogućuje snimanje i izvješća i studije zajedno na isti disk **
- Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir za nekoliko minuta pretvara novake u stručnjake
- Korisničko sučelje dostupno je na više jezika
- Planirana arhiva automatski snima sve studije na disk radi sigurnosne kopije / oporavka. Također bilježi cjelovitu povijest svih arhivskih aktivnosti na svakom disku **
- Kompaktan dizajn omogućuje jednostavno postavljanje mjesta
- Udovoljava industrijskim standardima, uključujući DICOM dio 10, IHE PDI i zapisnike revizije za usklađenost s HIPAA-om

* nisu svi gledatelji standardni

** neobavezna značajka

Tehnički podaci

Ulazi za medije: Dvije ulazne ladice s 50 diskova

Izlaz medija: jedna izlazna ladica s 25 diskova

Optički pogoni: dva CD / DVD pogona

Za snimanje Formati: CD-R, DVD-R

Tehnologija ispisa naljepnica: Inkjet

Rezolucija ispisa: do 4800 dpi

Spremnik s tintom: Jedan trobojni uložak

Korisničko sučelje: Integrirani / odvojivi 15-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir

i udaljeni pristup web pregledniku

Izvođenje:*** Do 30 CD-a na sat, 15 DVD-a na sat

Procesor: Intel® Celeron® G3900

Memorija: 4 GB

Pohrana podataka: 120 GB

Sučelje: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Mrežni protokoli: DICOM Store SCP (do 24 simultanih veza)

DICOM upit / preuzimanje (nije obavezno)

HTTP web poslužitelj (za daljinsko upravljanje i konfiguraciju)

Smart Drive: USB bljesak za pohranu podataka o konfiguraciji

Napajanje: Univerzalni ulaz: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nazivna snaga)

Dimenzije: 26,7“(67,8 cm) V, 48,6 cm (W), 26,7 (67,8 cm) L

Težina: 60 lbs. (28 kg.)

Propisi: Potpuna usklađenost medicinskih proizvoda, uključujući klasu 1 FDA i klasu I

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Električna sigurnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 i EMC / EMI: FCC klasa B i IEC 60601-1-2: Ed. 4 za
profesionalne zdravstvene ustanove

*** na temelju tipične kliničke studije i konfiguracije mreže