

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

EL - ελληνικά

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το Virtua C είναι το τέλειο, οικονομικό, εύκολο στη χρήση, αξεσουάρ διανομής εικόνων για κάθε τρόπο. Ο συμπαγής σχεδιασμός του διαθέτει έναν προηγμένο επεξεργαστή για τη λήψη και τη διαχείριση μελετών, μια ρομποτική συσκευή εγγραφής δίσκων και εκτυπωτή και μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή ιστού. Ο ενσωματωμένος εκτυπωτής παράγει λαμπρές, έγχρωμες ετικέτες δίσκων που περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία ασθενών και τη διεύθυνση και το λογότυπο της εγκατάστασης για μάρκετινγκ. Οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες ετικέτες ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σχεδιασμού ετικετών δίσκων Codonics που προσφέρεται αποκλειστικά στους πελάτες μας.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Καταγράφει και επισημαίνει αυτόματα τις μελέτες ασθενών χωρίς να δεσμεύει το σταθμό εργασίας ή τους πόρους των υπαλλήλων σας
- Οι μελέτες μπορούν να προβληθούν εύκολα από δίσκο σε σταθμό εργασίας χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες συσκευές προβολής DICOM, εξειδικευμένους θεατές ή / και προσαρμοσμένους θεατές OEM *
- Οι Δομημένες Αναφορές HL7 και DICOM μπορούν να ληφθούν και να αντιστοιχιστούν στη μελέτη ενός ασθενούς που επιτρέπει την καταγραφή τόσο της αναφοράς όσο και της μελέτης μαζί στον ίδιο δίσκο **
- Τα αφηγηματικά μηνύματα παρέχουν πλήρη κατάσταση του συστήματος με το πάτημα ενός κουμπιού
- Η διεπαφή χρήστη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες
- Το Προγραμματισμένο Αρχείο καταγράφει αυτόματα όλες τις μελέτες στο δίσκο για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας / αποκατάσταση καταστροφών. Καταγράφει επίσης ένα πλήρες ιστορικό όλων των δραστηριοτήτων αρχειοθέτησης σε κάθε δίσκο **
- Ο εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
- Πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων του DICOM μέρος 10, του IHE PDI και των αρχείων καταγραφής ελέγχου για συμμόρφωση με το HIPAA

* δεν είναι όλοι οι θεατές τυπικοί

** προαιρετικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Είσοδος πολυμέσων: Ένας κάδος εισόδου 20 δίσκων

Έξοδος πολυμέσων: Ένας κάδος εξόδου 25 δίσκων

Οπτική μονάδα δίσκου: Μία μονάδα CD / DVD

Εγγράψιμες μορφές: CD-R, DVD-R

Τεχνολογία εκτύπωσης ετικέτας: Inkjet

Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 4800 dpi

Κασέτα μελανιού: Κασέτα ενός χρώματος (CMY)

Διεπαφή χρήστη: Απομακρυσμένη πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer

Απόδοση: *** Έως 25 CD ανά ώρα, 10 DVD ανά ώρα

Αποθήκευση δεδομένων: 40 GB

Διεπαφή: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Πρωτόκολλα δικτύου: DICOM Store SCP

Ερώτημα / ανάκτηση DICOM (προαιρετικό)

Διακομιστής Web HTTP (για τηλεχειριστήριο και διαμόρφωση)

Έξυπνη μονάδα δίσκου: USB flash drive για αποθήκευση δεδομένων διαμόρφωσης

Ισχύς: Καθολική είσοδος: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (ονομαστική ισχύς)

Διαστάσεις: 10,5 "(26,7 cm) H, 18,2" (46,2 cm) W, 21,7 "(55,1 cm) L

Βάρος: 32 λίβρες. (14,6 κιλά.)

Κανονιστική: Πλήρης συμμόρφωση με ιατρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 1 FDA και κατηγορίας I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Electrical Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 και EMC / EMI: FCC Class B και IEC 60601-1-2: Ed. 4 για επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
*** βασίζεται σε μια τυπική κλινική μελέτη και διαμόρφωση δικτύου