

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

ET - eesti

Ülevaade

Virtua C on ideaalne, ökonoomne, hõlpsasti kasutatav pildilevi lisaseade mis tahes modaalsuse jaoks. Selle kompaktsel disainil on täiustatud protsessor uuringute vastuvõtmiseks ja haldamiseks, robotplaadisalvesti ja printer ning kasutajasõbralik veebiliides. Sisseehitatud printer toodab hiilgavaid täisvärvilisi plaadisilte, mis sisaldavad turustamiseks patsientide demograafilisi andmeid, rajatise aadressi ja logo. Kliendid saavad luua oma kohandatud sildid või kasutada ainult meie klientidele pakutavat Codonicsi plaadimärgi kujundusteenust.

Funktsioonid / eelised

- Salvestab ja sildistab patsiendi uuringud automaatselt, sidumata teie tööjaama või töötajate ressursse
- Uuringuid saab mugavalt tööjaamas plaadilt vaadata, kasutades ühte või mitut DICOM-i vaatajat, spetsialiseeritud vaatajat ja / või kohandatud OEM-vaatajat *
- HL7 ja DICOM struktureeritud aruandeid saab vastu võtta ja sobitada patsiendi uuringuga, mis võimaldab nii aruande kui ka uuringu salvestamist ühele ja samale kettale **
- Jutustatud sõnumid tagavad ühe nupuvajutusega süsteemi täieliku oleku
- Kasutajaliides on saadaval mitmes keeles
- Plaaniline arhiiv salvestab kõik uuringud automaatselt kettale varundamiseks / katastroofi taastamiseks. Samuti salvestab see igale plaadile kõigi arhiivitoimingute täieliku ajaloo **
- Ülikompaktne disain võimaldab hõlpsalt paigutada
- Vastab tööstusharu standarditele, sealhulgas DICOMi osa 10, IHE PDI ja HIPAA nõuetele vastavuse auditilogid

* mitte kõik vaatajad pole standardsed

** valikulised funktsioonid

Spetsifikatsioonid

Meediumisisend: üks 20-kettaga sisendkast

Meediumiväljund: üks 25-kettaga väljundsalv

Optiline draiv: üks CD / DVD-draiv

Salvestatavad vormingud: CD-R, DVD-R

Siltide printimise tehnoloogia: Inkjet

Prindi eraldusvõime: kuni 4800 dpi
Tindikassett: ühevärviline kassett (CMY)
Kasutajaliides: Veebibrauseri kaugjuurdepääs Internet Exploreri® abil
Esitus: *** Kuni 25 CD-d tunnis, 10 DVD-d tunnis
Andmete salvestamine: 40 GB
Liides: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Võrguprotokollid: DICOM Store SCP
DICOMi päring / toomine (valikuline)
HTTP veebiserver (kaugjuhtimiseks ja konfigureerimiseks)
Smart Drive: USB-mälupulk konfiguratsiooniandmete salvestamiseks
Võimsus: universaalne sisend: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nimivõimsus)
Mõõtmed: 26,7 cm H, 46,2 cm W, 18,2 ", 55,1 cm (21,7") L
Kaal: 32 naela. (14,6 kg)

Normatiivne: Meditsiiniseadmete täielik vastavus, sealhulgas 1. klassi FDA ja I klassi MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektriohutus IEC 60601-1 Toim. 3.1 ja EMC / EMI: FCC klass B ja IEC 60601-1-2: Toim. 4 professionaalsete tervishoiuteenuste jaoks
*** põhineb tüüpilisel kliinilisel uuringul ja võrgu konfiguratsioonil