

# Virtua®C

## Medical Disc Publisher

---

### TR - Türkçe

#### Genel Bakış

Virtua C, her modalite için mükemmel, ekonomik, kullanımı kolay, görüntü dağıtım aksesuarıdır. Kompakt tasarımı, çalışmalarını almak ve yönetmek için gelişmiş bir işlemci, robotik bir disk kaydedici ve yazıcı ile kullanıcı dostu bir web arayüzüne sahiptir. Yerleşik yazıcı, hasta demografisini ve pazarlama için tesisin adresini ve logosunu içeren parlak, tam renkli disk etiketleri üretir. Müşteriler, kendi özel etiketlerini oluşturabilir veya müşterilerimize özel olarak sunulan Codonics disk etiketi tasarım hizmetini kullanabilir.

#### Özellikler / Faydalar

- İş istasyonunuzu veya çalışan kaynaklarınızı bağlamadan hasta çalışmalarını otomatik olarak kaydeder ve etiketler
  - Çalışmalar, bir veya daha fazla DICOM görüntüleyici, özel görüntüleyici ve / veya özel OEM görüntüleyici kullanılarak bir iş istasyonundaki diskten rahatlıkla görüntülenebilir \*
  - HL7 ve DICOM Yapılandırılmış Raporları alınabilir ve bir hastanın çalışmasıyla eşleştirilebilir ve hem raporun hem de çalışmanın aynı disk üzerinde birlikte kaydedilmesini sağlar \*\*
  - Anlatılan mesajlar, bir düğmeye dokunarak tam sistem durumu sağlar
  - Kullanıcı arayüzü birden çok dilde mevcuttur
  - Zamanlanmış Arşiv, yedekleme / felaket kurtarma için tüm çalışmalarını otomatik olarak diske kaydeder. Ayrıca her diske tüm arşiv etkinliklerinin tam bir geçmişini kaydeder \*\*
  - Ultra kompakt tasarım, kolay yerleştirme sağlar
  - DICOM bölüm 10, IHE PDI ve HIPAA uyumluluğu için denetim günlükleri dahil endüstri standartlarını karşılar
- \* tüm izleyiciler standart değildir  
\*\*opsiyonel özellikler

#### Teknik Özellikler

Ortam Girişi: Bir adet 20 diskli giriş bölmesi  
Ortam Çıkışı: Bir 25 diskli çıkış bölmesi  
Optik Sürücü: Bir CD / DVD sürücüsü  
Kaydedilebilir Formatlar: CD-R, DVD-R  
Etiket Baskı Teknolojisi: Mürekkep Püskürtmeli  
Baskı Çözünürlüğü: 4800 dpi'ye kadar

Mürekkep Kartuşu: Tek renkli kartuş (CMY)

Kullanıcı Arayüzü: Internet Explorer® kullanarak uzaktan web tarayıcı erişimi

Performans: \*\*\* Saatte 25 CD'ye kadar, saatte 10 DVD

Veri Depolama: 40 GB

Arayüz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Ağ Protokolleri: DICOM Store SCP

DICOM sorgulama / alma (isteğe bağlı)

HTTP Web Sunucusu (uzaktan kontrol ve konfigürasyon için)

Akıllı Sürücü: Yapılandırma verilerini depolamak için USB flash sürücü

Güç: Evrensel Giriş: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominal güç)

Boyutlar: 10,5 "(26,7 cm) Y, 18,2" (46,2 cm) G, 21,7 "(55,1 cm) U

Ağırlık: 32 lbs. (14,6 kg.)

Mevzuat: Sınıf 1 FDA ve Sınıf I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-

EN ISO 13485: 2016, Elektriksel Güvenlik IEC 60601-1 Ed. 3.1 ve EMC / EMI: FCC Sınıf B ve

IEC 60601-1-2: Ed. Profesyonel Sağlık Tesisleri için 4

\*\*\* tipik bir klinik çalışmaya ve ağ yapılandırmasına dayanır