

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

HR - hrvatski jezik

Pregled

Virtua E savršena je, ekonomična, jednostavna za upotrebu, dodatak za distribuciju slika za bilo koji modalitet. Njegov kompaktni dizajn sadrži zaslon osjetljiv na dodir, napredni procesor za prijam i upravljanje studijama, robotski snimač diskova i pisač te korisničko sučelje. Ugrađeni pisač proizvodi briljantne naljepnice diskova u boji koje uključuju demografske podatke o pacijentu te adresu i logotip ustanove za marketing. Kupci mogu stvoriti vlastite prilagođene etikete ili koristiti uslugu dizajniranja etiketa Codonics diska koja se nudi isključivo našim kupcima.

Značajke / pogodnosti

- Automatski bilježi i označava studije pacijenta bez vezivanja vaših orkstation ili resursi zaposlenika
- Studije se mogu lako gledati s diska na radnoj stanici pomoću jednog ili više DICOM gledatelja, specijaliziranih gledatelja i / ili prilagođenih OEM pregledača *
- HL7 i DICOM strukturirani izvještaji mogu se primiti i podudarati s pacijentovom istraživanjem, što omogućuje snimanje i izvješća i studije zajedno na isti disk **
- Pripovijedane poruke pružaju potpuni status sustava pritiskom na gumb
- Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir za nekoliko minuta pretvara novake u stručnjake
- Korisničko sučelje dostupno je na više jezika
- Planirana arhiva automatski snima sve studije na disk radi sigurnosne kopije / oporavka. Također bilježi cjelovitu povijest svih arhivskih aktivnosti na svakom disku **
- Izuzetno kompaktni dizajn omogućuje jednostavno postavljanje mjesta
- Udovoljava industrijskim standardima, uključujući DICOM dio 10, IHE PDI i zapisnike revizije za usklađenost s HIPAA-om

* nisu svi gledatelji standardni

** neobavezne značajke

Tehnički podaci

Ulaz medija: Jedna ulazna ladica s 20 diskova

Izlaz medija: jedna izlazna ladica s 25 diskova

Optički pogon: Jedan CD / DVD pogon

Formati za snimanje: CD-R, DVD-R

Tehnologija ispisa naljepnica: Inkjet

Rezolucija ispisa: do 4800 dpi
Spremnik s tintom: Jednobojni uložak (CMY)
Korisničko sučelje: 15-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir
Udaljeni pristup web pregledniku pomoću programa Internet Explorer®
Izvođenje:*** Do 25 CD-a na sat, 10 DVD-a na sat
Pohrana podataka: 40 GB
Sučelje: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Mrežni protokoli: DICOM Store SCP
DICOM upit / preuzimanje (nije obavezno)
HTTP web poslužitelj (za daljinsko upravljanje i konfiguraciju)
Smart Drive: USB bljesak za pohranu podataka o konfiguraciji
Napajanje: Univerzalni ulaz: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nazivnovlast)****
Dimenzije: 10,5“(26,7 cm) V, 18,2“(46,2 cm) Š, 21,7“(55,1 cm) D ****
Težina: 43 lbs. (19,3 kg.)

Propisi: Potpuna usklađenost medicinskih proizvoda, uključujući klasu 1 FDA i klasu I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Električna sigurnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 i EMC / EMI: FCC klasa B i IEC 60601-1-2: Ed. 4 za profesionalne zdravstvene ustanove

*** na temelju tipične kliničke studije i konfiguracije mreže

**** prikaz nije uključen