

# Virtua<sup>®</sup>E

## Medical Disc Publisher

---

### RO - Română

#### Prezentare generală

Virtua E este accesoriul de distribuție a imaginii perfect, economic, ușor de utilizat, pentru orice modalitate. Designul său compact are un ecran tactil de masă, un procesor avansat pentru primirea și gestionarea studiilor, un recorder și imprimantă de discuri robotizate și o interfață ușor de utilizat. Imprimanta încorporată produce etichete de disc strălucitoare, colorate, care includ date demografice ale pacienților și adresa și sigla facilității pentru marketing. Clienții își pot crea propriile etichete personalizate sau pot utiliza serviciul de proiectare a etichetelor de disc Codonics oferit exclusiv clienților noștri.

#### Caracteristici și beneficii

- Înregistrează și etichetează automat studiile pacienților fără a vă lega workstation sau resurse pentru angajați
  - Studiile pot fi vizualizate convenabil de pe disc pe o stație de lucru folosind unul sau mai mulți vizualizatori DICOM, vizualizatori specializați și / sau vizualizatori OEM personalizați \*
  - Rapoartele structurate HL7 și DICOM pot fi primite și corelate cu studiul unui pacient, permițând înregistrarea atât a raportului, cât și a studiului împreună pe același disc \*\*
  - Mesajele narate oferă starea completă a sistemului la simpla atingere a unui buton
  - Ecranul tactil intuitiv transformă începătorii în experți în câteva minute
  - Interfața cu utilizatorul este disponibilă în mai multe limbi
  - Arhiva programată înregistrează automat toate studiile pe disc pentru backup / recuperare în caz de dezastru. De asemenea, înregistrează un istoric complet al tuturor activităților de arhivare de pe fiecare disc \*\*
  - Designul ultra compact permite amplasarea ușoară
  - Respectă standardele industriei, inclusiv DICOM partea 10, IHE PDI și jurnalele de audit pentru conformitatea HIPAA
- \* nu toți spectatorii sunt standard  
\*\*caracteristici opționale

#### Specificații

Intrare media: un coș de intrare de 20 de discuri

Ieșire media: un coș de ieșire de 25 de discuri

Unitate optică: o unitate CD / DVD

Formate înregistrabile: CD-R, DVD-R  
Tehnologie de imprimare a etichetelor: jet de cerneală  
Rezoluție de imprimare: până la 4800 dpi  
Cartuș de cerneală: cartuș cu o singură culoare (CMY)  
Interfață utilizator: ecran tactil LCD de 15 ”  
Acces la distanță al browserului web utilizând Internet Explorer®  
Performanță:\*\*\* Până la 25 de CD-uri pe oră, 10 DVD-uri pe oră  
Stocare date: 40 GB  
Interfață: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Protocoale de rețea: DICOM Store SCP  
Interogare / recuperare DICOM (opțional)  
Server Web HTTP (pentru control și configurare de la distanță)  
Smart Drive: unitate flash USB pentru stocarea datelor de configurare  
Putere: intrare universală: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominalăputere)\*\*\*\*  
Dimensiuni: 10.5„(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L \*\*\*\*  
Greutate: 43 lbs. (19,3 kg.)

De reglementare: Conformitate completă a dispozitivelor medicale, inclusiv clasa 1 FDA și clasa I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, siguranță electrică IEC 60601-1 Ed. 3.1 și EMC / EMI: FCC Clasa B și IEC 60601-1-2: Ed. 4 pentru unitățile profesionale de asistență medicală  
\*\*\* pe baza unui studiu clinic tipic și a configurației rețelei  
\*\*\*\* display nu este inclus