

# Virtua<sup>®</sup>E

## Medical Disc Publisher

---

### SL - Slovenski Jezik

#### Pregled

Virtua E je popoln, ekonomičen, enostaven za uporabo, dodatek za distribucijo slik za vse načine. Njegova kompaktna zasnova ima namizni zaslon na dotik, napreden procesor za sprejemanje in upravljanje študij, robotski snemalnik in tiskalnik diskov ter uporabniku prijazen vmesnik. Vgrajeni tiskalnik proizvaja briljantne, barvne nalepke na diskih, ki vključujejo demografske podatke o pacientih ter naslov in logotip ustanove za trženje. Kupci lahko ustvarijo lastne etikete po meri ali uporabijo storitev oblikovanja nalepk diskov Codonics, ki je na voljo izključno našim strankam.

#### Značilnosti / prednosti

- Samodejno beleži in označuje študije bolnikov, ne da bi jih pri tem vezal orkstation ali viri zaposlenih
  - Študije si lahko preprosto ogledate z diska na delovni postaji z uporabo enega ali več pregledovalnikov DICOM, specializiranih pregledovalcev in / ali običajnih pregledovalnikov OEM \*
  - HL7 in DICOM strukturirana poročila je mogoče prejeti in jih prilagoditi pacientovi študiji, ki omogoča snemanje poročila in študije skupaj na isti disk \*\*
  - Pripovedana sporočila zagotavljajo celotno stanje sistema s pritiskom na gumb
  - Intuitivni zaslon na dotik v nekaj minutah spremeni novince v strokovnjake
  - Uporabniški vmesnik je na voljo v več jezikih
  - Scheduled Archive samodejno zabeleži vse študije na disk za varnostno kopiranje / obnovo po katastrofi. Zabeleži tudi popolno zgodovino vseh arhivskih dejavnosti na vsakem disku \*\*
  - Izjemno kompaktna oblika omogoča enostavno namestitvev
  - Izpolnjuje industrijske standarde, vključno z DICOM delom 10, IHE PDI in revizijskimi dnevniki za skladnost s HIPAA
- \* niso vsi gledalci standardni  
\*\* neobvezne funkcije

#### Specifikacije

Vhod za medije: en 20-diskovni vhodni koš  
Izhod za medije: en izhodni koš za 25 diskov  
Optični pogon: en pogon CD / DVD

Zapisljivi formati: CD-R, DVD-R  
Tehnologija tiskanja nalepk: Inkjet  
Ločljivost tiskanja: do 4800 dpi  
Kartuša s črnilom: Enobarvna kartuša (CMY)  
Uporabniški vmesnik: 15-palčni LCD zaslon na dotik  
Oddaljeni dostop do spletnega brskalnika z Internet Explorer®  
Izvedba:\*\*\* Do 25 CD-jev na uro, 10 DVD-jev na uro  
Shranjevanje podatkov: 40 GB  
Vmesnik: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Omrežni protokoli: DICOM Store SCP  
Poizvedovanje / pridobivanje DICOM (neobvezno)  
Spletni strežnik HTTP (za daljinsko upravljanje in konfiguracijo)  
Smart Drive: bliskovni pogon USB za shranjevanje konfiguracijskih podatkov  
Napajanje: Univerzalni vhod: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nazivnomoč) \*\*\*\*  
Mere: 10,5"(26,7 cm) V, 18,2 "(46,2 cm) Š, 21,7" (55,1 cm) D \*\*\*\*  
Teža: 43 lbs. (19,3 kg.)

Predpisi: Popolna skladnost medicinskih pripomočkov, vključno z razredom 1 FDA in razredom MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Električna varnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 in EMC / EMI: FCC razred B in IEC 60601-1-2: Ed. 4 za poklicne zdravstvene ustanove  
\*\*\* na podlagi tipične klinične študije in konfiguracije omrežja  
\*\*\*\* zaslon ni vključen