

# Virtua® XR

## Medical Disc Publisher

---

### TR - Türkçe

#### Genel Bakış

Kodonik Virtua XR Medical Disc Publisher, saatte 62 CD veya 31 DVD'ye kadar kayıt yapar. Virtua çoklu modlara ayak uyduruyor ortamlar ve görüntüleme sistemlerinin saatte on binlerce görüntü gönderdiği meme MR, PET / CT, MRA ve CTA gibi yüksek hacimli görüntüleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş diskler kaydedilir, etiketlenir ve iş akışı kesintisi olmadan hastayla birlikte ayrılmaya hazırdır. XR'nin kompakt tasarımı, çalışmalarını almak ve yönetmek için gelişmiş bir işlemci, robotik bir disk kaydedici ve yazıcı ile kullanıcı dostu bir dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir. Yerleşik yazıcı, hasta demografisini ve pazarlama için tesisin adresini ve logosunu içeren parlak, tam renkli disk etiketleri üretir. Müşteriler kendi özel etiketlerini oluşturabilir veya Kodonik Müşterilerimize özel olarak sunulan disk etiketi tasarım hizmeti.

#### Özellikler / Faydalar

- İş istasyonunuzu veya çalışan kaynaklarınızı bağlamadan hasta çalışmalarını otomatik olarak kaydeder
- Doğrudan modalite iş istasyonlarından isteğe bağlı disk oluşturma ve etiketleme
- Çalışmalar, bir veya daha fazla sayıda kullanılarak bir iş istasyonundaki diskten rahatlıkla görüntülenebilir.

DICOM görüntüleyicileri, uzman görüntüleyiciler ve / veya özel OEM görüntüleyiciler \*

- HL7 ve DICOM Yapılandırılmış Raporları alınabilir ve bir hastanın çalışmasıyla eşleştirilebilir

hem raporun hem de çalışmanın aynı diskte birlikte kaydedilmesi \*\*

- Sezgisel dokunmatik ekran acemileri dakikalar içinde uzmana dönüştürür
- Kullanıcı arayüzü birden çok dilde mevcuttur
- Zamanlanmış Arşiv, yedekleme / felaket kurtarma için tüm çalışmalarını otomatik olarak diske kaydeder.

Ayrıca her diske tüm arşiv etkinliklerinin tam bir geçmişini kaydeder \*\*

- Kompakt tasarım, kolay yerleştirme sağlar
  - DICOM bölüm 10, IHE PDI ve HIPAA uyumluluğu için denetim günlükleri dahil endüstri standartlarını karşılar
- \* tüm izleyiciler standart değildir
- \*\*opsiyonel özellikler

## Teknik Özellikler

Medya Girişleri: İki adet 50 diskli giriş bölmesi  
Ortam Çıkışı: Bir 25 diskli çıkış bölmesi  
Optik Sürücüler: İki CD / DVD sürücüsü  
Kaydedilebilir Formatlar: CD-R, DVD-R  
Etiket Baskı Teknolojisi: Mürekkep Püskürtmeli  
Baskı Çözünürlüğü: 4800 dpi'ye kadar  
Mürekkep Kartuşu: Bir adet üç renkli kartuş  
Kullanıcı Arayüzü: Entegre / çıkarılabilir 15 "LCD dokunmatik ekran ve uzaktan web tarayıcısı erişimi  
Verim:\*\*\* Saatte 62 CD'ye kadar, saatte 31 DVD  
İşlemci: Intel® Celeron® G3900  
Bellek: 4 GB  
Veri Depolama: 190 GB  
Arayüz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Ağ Protokolleri: DICOM Store SCP (24 eşzamanlı bağlantıya kadar)  
DICOM sorgulama / alma (isteğe bağlı)  
HTTP Web Sunucusu (uzaktan kontrol ve konfigürasyon için)  
Akıllı Sürücü: Yapılandırma verilerini depolamak için USB flash sürücü  
Güç: Evrensel Giriş: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nominal güç)  
Boyutlar: 26,7"(67,8 cm) Y, 19,2 "(48,6 cm) G, 26,7" (67,8 cm) U  
Ağırlık: 60 lbs. (28 kg.)  
Düzenleyici: Sınıf 1 FDA ve Sınıf I dahil tam tıbbi cihaz uyumluluğu  
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektriksel Güvenlik IEC 60601-1 Ed. 3.1 ve EMC / EMI: FCC Sınıf B ve IEC 60601-1-2: Ed. Profesyonel için 4  
Sağlık Tesisleri  
\*\*\* tipik bir klinik çalışmaya ve ağ yapılandırmasına dayanır